

☐ Samoplátce
 ☐ STATIM
 ☐ Výsledky osobně

Kód ZP: IČP: Odbornost:

Datum a čas odběru: : Odebral:

Příjmení:

Jméno:

Číslo pojištění: / Muž ☐ Žena ☐

Datum narození: . .

Adresa:

Dg. hlavní: Dg. ostatní:

Terapie:



IFCOR
KLINICKÉ LABORATOŘE

www.ifcor.cz

Brno Bauerova: **800 190 197-8**
 Brno Dobrovského: **541 425 219**
 Jihlava: **800 190 196**
 Uherské Hradiště: **800 190 195**
 Slavičín: **800 199 888**
 Veselí n. M.: **518 326 287**
 Vizovice: **800 190 091**

Razítko a podpis (žadatel)

Žádanka na biochemické a hematologické laboratorní vyšetření

Jaterní blok a svaly ☐ Bilirubin celkový ☐ Bilirubin konjugovaný ☐ ALT ☐ AST ☐ Alkalická fosfatáza ☐ GGT ☐ Kreatinkináza ☐ Laktátdehydrogenáza ☐ Cholinesteráza	Lékové hladiny ☐ Kyselina valproová	Štítná žláza ☐ TSH (Thyrotropin) při patolog. TSH doplnit fT4 ☐ fT4 (volný T4) ☐ fT3 (volný T3) ☐ T4 (celkový T4) ☐ T3 (celkový T3) ☐ Thyreoglobulin ☐ anti-Tg ☐ anti-TPO ☐ anti-TSH receptor (TRAK)	Tumormarkery ☐ CEA ☐ AFP ☐ PSA ☐ fPSA ☐ [-2]proPSA ^{*5} ☐ CA 15-3 ☐ CA 19-9 ☐ CA 125 ☐ ROMA (HE4 + CA 125) ☐ CA 72-4 ☐ βhCG ☐ β2-mikroglobulin ☐ Kalcitonin ^{*5} ☐ Screening PSA	HEMATOLOGIE ☐ Krevní obraz ☐ Krevní obraz + diff ☐ Differenciál mikroskopicky ☐ Retikulyocyty mikroskopicky ☐ Protrombinový test (ratio + INR) ☐ APTT + ratio ☐ Fibrinogen ☐ D-dimery ☐ Antitrombin ☐ Sedimentace erytrocytů ^{*8} ☐ Krevní skupina + RhD ☐ Scr. nepravidel. protiláték	
Pankreatický soubor ☐ Alfa-amyláza ☐ Amyláza pankreatická ☐ Lipáza	Metabolismus glukózy ☐ Glukóza ☐ Glukóza v plazmě ☐ Glykovaný hemoglobin (HbA1c) ☐ oGTT ☐ C-peptid ☐ Inzulin ☐ anti-GAD ☐ anti-IA-2 ☐ ICA IgG ☐ anti-inzulin IgG (IAA) ☐ anti-ZnT8	Endokrinologie ☐ 17-hydroxyprogesteron ☐ hGH (růstový h., STH) ☐ IGF-1 ☐ IGFBP-3 ☐ ACTH ^{*1} ☐ Kortizol	Virová hepatitida A ☐ anti-HAV IgM ☐ anti-HAV Ig	MOČ ☐ Moč chemicky ☐ Moč chemicky + sediment ☐ Moč DIA	
Ledvinový soubor ☐ Močovina ☐ Kreatinin ☐ CKD – EPI (odhad GF, Skr) ☐ Cystatin C ☐ CKD – EPI (odhad GF, Scys) ☐ Kyselina močová ☐ Aldosteron ^{*2,4} ☐ Renin ^{*2,4}	Proteiny ☐ Celková bílkovina ☐ Albumin ☐ CRP ☐ ASLO ☐ RF (screening) ☐ IgG ☐ IgA ☐ IgM ☐ IgE – celkové ☐ IgG – podtřídy ^{*7} ☐ IgG1 ^{*7} ☐ IgG2 ^{*7} ☐ IgG3 ^{*7} ☐ IgG4 ^{*7} ☐ IgA – podtřídy ^{*7} ☐ IgA1 ^{*7} ☐ IgA2 ^{*7} ☐ ECP ☐ Alfa-1-antitrypsin ☐ Orosomukoid ☐ C3 ☐ C4 ☐ ELFO bílkovin ^{*7} ☐ Imunofixace ^{*7} ☐ FLC Kappa, Lambda ^{*7} ☐ ClK – C1q	Fertilita ☐ βhCG ☐ Prolaktin ☐ Makroprolaktin ☐ LH (lutropin) ☐ FSH (folitropin) ☐ Estradiol ☐ DHEA-S ☐ Progesteron ☐ Testosteron ☐ Volný testosteron ☐ SHBG ☐ FAI (free androgen index) ☐ AMH ^{*5}	Virová hepatitida B ☐ HBsAg ☐ anti-HBs kvantitativně ☐ anti-HBc IgM ☐ anti-HBc celkové ☐ HBeAg ☐ anti-HBe	Analyty moče ☐ Celková bílkovina + PCR ☐ Močovina ☐ Glukóza ☐ Amyláza ☐ Kreatinin ☐ Sodík ☐ Draslík ☐ Chloridy ☐ Vápník ☐ Fosfor ☐ Hořčík ☐ Albumin + ACR ☐ Kyselina močová ☐ Kreatininová clearance ^{*3} ☐ Klasifik. proteinurie, kvalita ^{*7} ☐ Kortizol ^{*3} ☐ Aldosteron ^{*3}	
Lipidový soubor ☐ Cholesterol ☐ HDL cholesterol ☐ LDL cholesterol ☐ Triacylglyceroly ☐ Lipoprotein (a) ☐ Homocystein ^{*6}	Poloha při odběru:	Kostní metabolismus ☐ Osteokalcin ☐ Osteáza (kostní ALP) ☐ PINP ☐ Crosslaps (CTX) ☐ Parathormon (PTH) ☐ 25-OH vitamin D (celkový)	Virová hepatitida C ☐ anti-HCV celkové ☐ anti-HCV Westernblot (konfirmace)	Objem moči (v litrech): Doba sběru (v hodinách):	
Ionty a minerály ☐ Hořčík ☐ Vápník ☐ Hořčík ionizovaný (výpočet) ☐ Vápník ionizovaný (výpočet) ☐ Sodík ☐ Draslík ☐ Chloridy ☐ Fosfor	Metabolismus železa ☐ Železo ☐ Transferin včetně saturace ☐ Feritin ☐ Vitamin B12 ☐ Folát ☐ UIBC	Vysvětlivky Standardní materiál pro vyšetření je krev/sérum, není-li uvedeno jinak. 1) Odběr do předchlazených nádob, poté uložit do ledové lázně a neprodleně dopravit do laboratoře. 2) Odběr do zkumavky s EDTA. Nutno zaznamenat polohu pacienta při odběru – vzpřímená poloha, vleže na zádech. 3) Sbíraná moč za 24 hodin. 4) Odběr do zkumavky s EDTA, při pokojové teplotě, nechladit, po separaci rychle zamrazit. 5) Primární zkumavku dopravit do laboratoře do 3 hodin nebo separovat sérum. 6) Odběr do sérové zkumavky nebo zkumavky s EDTA, uložit do ledové lázně a neprodleně dopravit do laboratoře. 7) Vyšetření provádí smluvní laboratoř. 8) Fialová (EDTA) pro pracoviště Brno a Jihlava, černá pro ostatní pracoviště.	Virová hepatitida E ☐ anti-HEV IgM, IgG EIA	STOLICE ☐ Krev ve stolici, kvantita	Drogový screening v moči ☐ Amfetamin, Barbituráty, Benzodiazepiny, Kokain, Marihuana, Metadon, Metamfetamin, Extáze, Morfium, Tricyklická antidepresiva
Poznámky:					

Správně: ● Chybně: ✕ ✓

Barvy uvedené před vyšetřením korespondují s barvou víčka pro dané vyšetření u systémů BD a US Sarstedt.