

Samoplátce STATIM

hh:mm

Kód ZP:

Datum a čas odběru:

IČP:

Odbornost:

Pacient:

Č. pojištěnce:

/

Muž Žena

Datum narození:

Adresa:

Dg. hlavní:

Dg. ostatní:

Terapie:

IFCOR
 KLINICKÉ LABORATOŘE
www.ifcor.cz

Studentská 812/6, 625 00 Brno

Zelená linka: 800 190 197

800 190 198

Seifertova 59, 586 01 Jihlava

Zelená linka: 800 190 196

Komenského 1, 763 21 Slavětín

Zelená linka: 800 199 888

Razítka a podpis

Žádanka na biochemické a hematologické laboratorní vyšetření

Jaterní blok + svaly

- Bilirubin celkový
- Bilirubin konjugovaný
- ALT
- AST
- ALP
- GGT
- Kreatinkináza
- Laktátdehydrogenáza

Pankreatický soubor

- Alfa-amyláza
- Amyláza pankreat.
- Lipáza
- Gastrin

Ledvinový soubor

- Urea
- Kreatinin
- Kreatininová clearance
- CKD - EPI (MDRD)
- Kyselina močová
- Aldosteron *2

Poloha při odběru:

- NGAL (materiál MOČ)
- Renin *4

Lipidový soubor

- Cholesterol
- Cholesterol-HDL
- Cholesterol-LDL
- Aterogenní index
- Triacylglyceroly
- Homocystein *6

Ionty a minerály

- Horčík
- Vápník (celkový)
- Horčík ioniz. (výpočet)
- Vápník ioniz. (výpočet)
- Sodík
- Draslík
- Chloridy
- Fosfor

Lékové hladiny

- Valproát
- Digoxin

Kardiální markery

- Troponin
- Myoglobin
- BNP

Poznámky:

Metabolismus železa

- Železo
- Transferin
- Ferritin
- Vitamín B12
- Folát
- Celková VK Fe (TIBC)

Metabolismus glukózy

- Glukóza
- Glyk. hemoglobin
- o-GTT
- IGF-1
- IGFBP-3
- C-peptid
- Inzulin (IRI)
- anti-GAD
- anti-IA-2
- ICA IgG, IgA
- anti-inzulin IgG (IAA)
- anti-ZnT8

Proteiny

- Celková bílkovina
- Albumin
- CRP
- ASLO
- RF (screening)
- IgG
- IgA
- IgM
- IgE - celkové
- IgG - podtřídy
- IgG1
- IgG2
- IgG3
- IgG4
- IgA - podtřídy
- IgA1
- IgA2
- ECP
- alfa-1-antitrypsin
- Haptogloblin
- Orosomukoid
- Prealbumin
- C3
- C4
- Ceruloplasmin
- ELFO bílkovin
- Imunofixace
- CIK - C1q

Štítná žláza

- TSH
- fT4 (volný T4)
- fT3 (volný T3)
- T4
- T3
- Tyreoglobulin
- anti-TG
- anti-TPO
- anti-TSH receptor (TRAK)

Endokrinologie

- 17-hydroxyprogesteron
- hGH (růstový h., STH)
- ACTH *1
- Kortisol

Fertilita

- hCG
- Prolaktin
- LH (lutropin)
- FSH (folitropin)
- Estradiol-17-beta
- DHEAS
- Progesteron
- Testosteron
- Free testosteron (přímo)
- SHBG
- FAI (free androgen ind.)
- AMH *S, *5
- PIGF (preeklampsie)*S, *5
- sFlt -1 (preeklampsie)*S, *5

Kostní metabolismus

- Osteokalcin *6
- Osteáza (kostní ALP)
- P1NP
- Crosslaps (CTX)
- Parathormon (PTH) *6
- 25-OH vitamín D

Vysvětlivky

Standardní materiál pro vyšetření je krev/sérum, není-li uvedeno jinak.

- 1) Odběr do předchazených nádobek, po odběru uložit do ledové lázně a neprodleně dopravit do laboratoře.
- 2) Odběr do sérové zkumavky nebo zkumavky s EDTA. Nutno zaznamenat polohu pacienta při odběru - vzpřímená poloha, vlezé na zádech.
- 3) Sbíraná moča za 24 hodin, stabilizaci kyselinou boritou (na vyžádání v laboratoři).
- 4) Odběr do zkumavky s EDTA, při pokojové teplotě, nechladit, po případné separaci rychle zamrazit.
- 5) Primární zkumavku dopravit do laboratoře do 3 hodin nebo separovat sérum.
- 6) Odběr do sérové zkumavky nebo zkumavky s EDTA, uložit do ledové lázně a neprodleně dopravit do laboratoře.
- 7) Odběr do sérové zkumavky nebo zkumavky s heparinem, uložit do ledové lázně a neprodleně dopravit do laboratoře.
- 8) Vyšetření pro samoplátky – cena na vyžádání v laboratoři.

HEMATOLOGIE

- Krevní obraz (KO)
- KO+diff
- Diff manuálně
- Retikulocyty
- Tromboplast test + INR+ Ratio
- APTT + Ratio
- Antitrombin
- Fibrinogen
- D-dimery
- Sedimentace FW
- Krevní skupina + Rh
- Scr. nepr. protilátek

STOLICE

- Stolice na OK

MOČ

- Moč chemicky
- Moč chemicky + sediment
- Moč DIA

Analyty moče

- Celková bílkovina + PCR
- Urea
- Glukóza
- Amyláza
- Kreatinin
- Sodík
- Draslík
- Chloridy
- Vápník
- Fosfor
- Horčík
- Albumin + ACR
- Kyselina močová
- Kreatininová clearance
- ELFO bílkovin
- Kortisol
- Aldosteron *3

Objem moči (ml):

Čas sběru (hodiny):

Výška (cm):

Těl. hmotnost (kg):

Drogový panel (moč)

- THC, kokain, heroin, opiaty, extáze, amfetamin, TCA samoplátky 250 - Kč



Barvy uvedené před vyšetřením ■ □ ▲ △ ☐ korespondují s barvou víčka pro dané vyšetření u systémů BD a US Sarstedt.

Správně: ● Chybně: ✗ ✓